

# 運動負荷血圧計タンゴシリーズ・消耗品供給/保守終了の最終ご案内

お客様各位

(株) エス・エム・アイ・ジャパン  
代表取締役社長 山口 隆洋



長らく運動負荷血圧計タンゴシリーズをご愛用くださり、誠にありがとうございます。  
以前から周知しておりました運動負荷血圧計タンゴシリーズの消耗品や保守の一部が本年末に終了するため、改めて下記の通りお知らせ致します。

## 1. タンゴプラス(前モデル)の消耗品供給と保守サービスの終了

- タンゴシリーズの前世代モデル(タンゴプラス)の消耗品供給と保守サービス(修理・保守点検など)は2021年12月末をもって、完全に終了致します。
- 主要なタンゴプラス用消耗品の在庫状況は以下の通りです。

部品番号	販売終了の品名	在庫状況
91-0001-00	患者ケーブル 15ft	全在庫販売終了
98-0006-01	K音マイクロフォンセンサ 18インチ	全在庫販売終了
98-0061-01~05	オービット K カフ (全4サイズ)	若干あり
98-0700-01~04	SPU ディスポカフシリーズ (全3サイズ)	若干あり

## 2. タンゴ M2(現行品)の旧コネクタ消耗品供給の終了

- 2021年2月1日からはJIS T1115:2018への完全適合が義務付けられており、血圧計に使用されるコネクタの形状が変わりました。
- 旧コネクタが搭載されているタンゴ M2 をご使用のお客様は、新コネクタ対応のカフと患者ケーブルへの切り替えが必要ですので、お早めにご対応くださいますよう、お願い申し上げます。
- 現在、旧コネクタの患者ケーブルとカフは単品での並行販売が行われていますが、本年末で販売が終了致します。販売終了する消耗品は以下の通りです。

部品番号	販売終了の品名	備考
98-0061-01	オービット K カフ 大人用 (小)	
98-0061-02	オービット K カフ 大人用	
98-0061-03	オービット K カフ 大人用 (大)	
98-0061-05	オービット K カフ 大人用 (プラス)	
98-0062-21	オービット K/M カフ M2 大人用 (小)	カフとマイクが一体となった KM カフの販売はすでに終了しています。
98-0062-22	オービット K/M カフ M2 大人用	
98-0062-23	オービット K/M カフ M2 大人用 (大)	
98-0062-25	オービット K/M カフ M2 大人用 (プラス)	
91-0127-00	患者ケーブル M2 15ft	
98-0700-01	SPU カフ大人用 (小)	
98-0700-02	SPU カフ大人用	
98-0700-04	SPU カフ大人用 (大)	

お問い合わせ先

(製造販売元) 株式会社エス・エム・アイ・ジャパン

住所：〒111-0054 東京都台東区鳥越 1-4-3 ミハマビル 4F

担当部署：事業統括部

TEL: 03 (5829) 9079 Email: sales@smi-japan.com