



血圧計タンゴM2

血圧計国内基準変更にともない

(重要) 付属品が変わります！

旧コネクタのカフと患者ケーブルは
2021 年 12 月末に販売終了予定

旧

血圧計の空気ホース用コネクタの形状が変更になりました。
コネクタの形状により購入する付属品が一部異なります！

新

本体が旧コネクタ

(シリアル番号 M00104164 以前)

2021 年 2 月以前に製造販売



旧コネクタは
プラスチック製
(本体背面右下)

本体が新コネクタ

(シリアル番号 M00107153 以降)

2021 年 2 月以降に製造販売



新コネクタは金属製
(本体背面右下)


今後ご購入頂く付属品一覧

* 下表以外の付属品にはコネクタの影響はございません。

本体	旧 コネクタ	新 コネクタ
患者ケーブル	品名：患者ケーブル QB M2・15ft 部品番号：91-0127-04	品名：患者ケーブル BB M2・15ft 部品番号：91-0127-03
リニューザブルカフ	患者ケーブルを上記の患者ケーブル (91-0127-04) に交換した上で、 右記のオービット K カフ B シリーズを ご購入下さい。	品名：オービット K カフ B シリーズ 部品番号：98-0061-24 (大人用小) 98-0061-25 (大人用) 98-0061-27 (大人用プラス) 98-0061-26 (大人用大)
使い捨てカフ	患者ケーブルを上記の患者ケーブル (91-0127-04) に交換した上で、 右記の SPU ディスポカフ B シリーズ をご購入下さい。	品名：SPU ディスポカフ B シリーズ 部品番号：98-0700-41 (大人用小) 98-0700-42 (大人用) 98-0700-44 (大人用大)

電子医用血圧計の国内規格 JIS T 1115 の改定に伴い、タンゴM2の空気ポート用コネクタ（本体背面）、患者ケーブルの空気ホースのコネクタ、ならびにカフのコネクタが新形状になりました。

旧コネクタ品をお使いのお客様におかれましては、本体を変更する必要はございませんが、**従来お使い頂いていた付属品（患者ケーブルとカフ）は 2021 年 12 月末で販売終了になります**ので、上表に従って、早めに新コネクタ品への買い替えを行って頂ますよう、お願い申し上げます。

Tango M2	左図 Tango M2と接続可能な 患者ケーブル			左図 患者ケーブルと接続可能な カフ	
背面のエアコネクタ	コネクタ Tango M2接続側	患者ケーブル本体	コネクタ カフ接続側	コネクタ	カフ本体
2021年2月以降に製造販売 (M00107153以降) 金属 / オス 	金属 / メス 	患者ケーブル BB M2・15ft 91-0127- 03 	金属 / メス 	プラスチック / オス 	オービットKカフ Bシリーズ 
2021年2月以前に製造販売 (M00104164以前) プラスチック / メス 	プラスチック / オス 	患者ケーブル QB M2・15ft 91-0127- 04 	金属 / メス 		98-0061-24 98-0061-25 98-0061-26 98-0061-27
2021年12月末で販売終了（旧仕様の患者ケーブルとカフ）					
	プラスチック / オス 	患者ケーブルM2・15ft 91-0127-00 	プラスチック / オス 	プラスチック / メス 	オービットKカフ  98-0061-01 98-0061-02 98-0061-03 98-0061-05